

Облучатель-рециркулятор бактерицидный Pozis OPБ-2

ФСР 2011/10308

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 100 м³/ч, 5 ламп, 15 Вт, размеры
886×366×163 мм

ПОЗИС АО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	100 м³/ч
Количество ламп	5 ламп
Мощность ламп	15 Вт
Размер	886×366×163 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор бактерицидный Pozis OPБ-2 – это современный прибор, защищающий от болезнетворных бактерий и микроорганизмов. Предназначен для дезинфекции воздуха в присутствии людей в лечебно-профилактических учреждениях, ветеринарных клиниках, школах, дошкольных учреждениях и других мест массового скопления людей.

Производительность: 100 м³/ч (эффективность 99.9%)

Бактерицидные лампы: 5×15 Вт (LUV 15W)

Срок службы ламп: 9000 часов

Модификации Pozis OPБ-2:

- Pozis OPБ-2Н – настенный
- Pozis OPБ-2П – передвижной
- Pozis OPБ-2Н/Т – транспортный

Особенности:

- ☐ Обезвреживает до 99.9% болезнетворных бактерий, находящихся в воздухе
- ☐ Обеззараживание воздуха производится безопасным способом в присутствии людей и животных
- ☐ Камера облучения изготовлена из полированной нержавеющей стали
- ☐ Все рециркуляторы поставляются в комплекте с воздушными фильтрами

Размеры: 886×366×163 мм

Вес: 7.5 кг