

Облучатель бактерицидный настенный УМТ ОБНЦ-150Т

РЗН 2016/4224

облучатель, настенный, производительность 60 / 150 м³/ч, 1 лампа / 2 лампы, 30 Вт, размеры 970×190(250)×110 мм

Ультрамедтех ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	облучатель
Исполнение	настенный
Производительность	60 / 150 м³/ч
Количество ламп	1 лампа / 2 лампы
Мощность ламп	30 Вт
Размер	970×190(250)×110 мм

Описание

Облучатель бактерицидный настенный ОБНЦ-150Т предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях с ультрафиолетовым излучением длиной волны 253.7 нм как от отсутствия так и в присутствии людей.

Модификация	Лампы	Производительность	Размер
ОБНЦ-150Т	2×30 Вт	150 м³/ч	970×250×110 мм
ОБНЦ-150Т-01	1×30 Вт	60 м³/ч	970×190×110 мм

Бактерицидные лампы

В облучателе используются две секции с бактерицидными лампами – открытая и закрытая. Режим включения ламп – отдельно, в соответствии с руководством по эксплуатации.

- Закрытая лампа расположена в металлическом корпусе со специально направленной жёстко зафиксированной металлической матовой решеткой чёрного цвета и может использоваться в постоянном режиме работы. С помощью щелевого устройства отрегулировано направление потока УФ-излучения, что позволяет обеспечить длительную эксплуатацию облучателя в присутствии людей в случае, когда открытая лампа не используется.
- Открытая лампа (только для модификации ОБНЦ-150Т) находится снизу, вне корпуса облучателя, и используется для периодического бактерицидного облучения помещения в отсутствие людей.

Материал корпуса: металлический корпус с полимерным покрытием

Тип ламп: безозоновые

Срок службы ламп: 9000 часов

Комплект поставки:

- Облучатель в собранном виде
- Бактерицидные лампы
- Руководство по эксплуатации