

## Обогреватель детский неонатальный ОДН-01 «УОМЗ»

одеяло, для новорожденных, гипотермия в палатах интенсивной терапии, подогрев 35-37 °С, время работы 3 суток, размеры 2×60×76 см, вес 4.2 кг



Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) ПО АО,  
Россия

### Характеристики

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Вид                      | одеяло                                   |
| Назначение               | для новорожденных                        |
| Период гипотермии        | гипотермия в палатах интенсивной терапии |
| Подогрев                 | 35-37 °С                                 |
| Время непрерывной работы | 3 суток                                  |
| Размеры                  | 2×60×76 см                               |
| Вес                      | 4.2 кг                                   |

### Дополнительные характеристики

**ОДН-01-"УОМЗ" - современный неонатальный обогреватель** с превосходными техническими характеристиками. Обеспечивает компенсацию потери тепла у новорожденных с гипотермией. Широко используется в детских больницах, учреждениях родовспоможения, перинатальных центрах для обогрева новорожденных с нарушением терморегуляции, для обогрева во время проведения реанимационных мероприятий, создания комфортных условий для младенцев без функциональных нарушений.

**Особенности ОДН-01-"УОМЗ":**

- широкий диапазон устанавливаемой температуры;
- система визуальной и звуковой сигнализации, которая реагирует на возникновение различных экстренных ситуаций;
- матрас из гипоаллергенного материала, который укомплектован сменными чехлами;
- может использоваться как самостоятельная система или в комплекте с другим неонатальным оборудованием.