

Обогреватель инфракрасный неонатальный Лучистое тепло-
BONO

РЗН 2016/4204

фототерапия / обогрев, напольный, 430-530 нм

Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) ПО АО,
Россия



Характеристики

Назначение	фототерапия / обогрев
Тип	напольный
Материал	металл / пластмасса
Функция обогрева	Да
Таймер	Да
Система сигнализации	Да
Механизм регулировки по высоте	Да
Рабочая частота	50 Гц
Длина волн	430-530 нм
Интенсивность излучения	0.1-0.6 Вт
Вес	15 кг
Размер	900×700×830-1580 мм
Комплектация	- модуль обогрева - 1 шт. - стойка - 1 шт. - кабель питания - 1 шт. - датчик температуры кожи - 1 шт.