

Реабилитационный тренажер Fisiotek 3000TS для тазобедренного, коленного и голеностопного сустава

РЗН 2018/6746

стационарное оборудование, реабилитация нижних конечностей, разрабатывает голеностопный сустав / коленный сустав / тазобедренный сустав

Rimes S.r.l., Италия



Характеристики

Оборудование	стационарное
Реабилитация	нижних конечностей
Разрабатывает	голеностопный сустав / коленный сустав / тазобедренный сустав
Размеры	300×350×950 мм
Масса	14 кг