

Установка водоподготовки УВОИ-МФ 4040

РЗН 2014/1942

обратный осмос, производительность 200 / 300 / 400 / 600 / 780 / 900 / 1200 / 1800 л/ч, размер 850×1800×750 мм

НПК Медиана-Фильтр АО, Россия



Характеристики

Тип очистки	обратный осмос
Производительность	200 / 300 / 400 / 600 / 780 / 900 / 1200 / 1800 л/ч
Размер	850×1800×750 мм

Дополнительные характеристики

Обратноосмотические установки водоподготовки серии УВОИ-«МФ»-4040 предназначены для получения высокочистой воды для лабораторий, стерилизационных отделений, биохимических анализаторов, гемодиализа, фармпроизводств и др.

Конструкция установок водоподготовки серии УВОИ-«МФ» включает барьерную (5 мкм) механическую фильтрацию, фильтр с активированным углем, блок обратного осмоса, блок деионизации, систему контроля качества воды. Большинство моделей включают рабочий насос, систему химической мойки обратноосмотических мембран. Комплектация установок контроллером позволяет осуществлять автоматический режим работы.

Установки водоподготовки серии УВОИ-«МФ» основаны на экологически чистых ресурсосберегающих технологиях. Вода, получаемая на них, имеет более высокое качество, чем на выпарных системах и ионообменных, а себестоимость получаемой воды значительно ниже.

Комплектация:

- насос высокого давления;
- мембранный модуль (в зависимости от типа установки комплектуется обратноосмотическими мембранами различной производительности).

Технические характеристики

Наименование	Производительность, л/ч (при 10°C)	P, кВт	Вес, кг
УВОИ-«МФ»-4040-1BW	200	2.2	120
УВОИ-«МФ»-4040-2BW	400	2.2	140
УВОИ-«МФ»-4040-3BW	600	2.2	160
УВОИ-«МФ»-4040-4BW	780	2.2	180
УВОИ-«МФ»-4040-6BW	1200	4	220
УВОИ-«МФ»-4040-1 XLE	300	2.2	120
УВОИ-«МФ»-4040-2 XLE	600	2.2	140
УВОИ-«МФ»-4040-3 XLE	900	2.2	160
УВОИ-«МФ»-4040-4 XLE	1200	4	180
УВОИ-«МФ»-4040-6 XLE	1800	4	220