

Одеяло для регулирования температуры 3М 530 педиатрическое

ФСЗ 2012/11959

одеяло, для детей, размеры 188×22 см, вес 0.028 кг

3М Health Care, США



Характеристики

Вид	одеяло
Назначение	для детей
Используется	
Размеры	188×22 см
Вес	0.028 кг

Дополнительные характеристики

3М™ Bair Hugger™ Pediatric Long Blanket, Model 530 - одеяло обогревающее детское удлиненное.

Одеяло этой модели мягко обогревает ребенка и может использоваться с одной или двумя пленками, входящими в комплект.

Пленки предназначены для удержания нагретого воздуха вокруг пациента.

Особенности:

- трубчатая форма способствует окружению пациента теплым воздухом;
- две прозрачные пластиковые пленки (в комплекте) удерживают теплый воздух вокруг тела пациента;
- адгезивная полоска, расположенная по периметру одеяла, удерживает его на месте.

Технические характеристики:

Размер: 188×22 см.

Вес: 28 г.

Простыня: 61×46 см (2 шт.).