

Система обогрева пациента 3М 550 педиатрическая

ФСЗ 2012/11959

для детей, размеры 152×81 см, вес 0.136 кг

3M Health Care, США



Характеристики

Назначение	для детей
Используется	
Размеры	152×81 см
Вес	0.136 кг

Дополнительные характеристики

3М™ Bair Hugger™ Large Pediatric Underbody Blanket, Model 550 - термостабилизирующий матрас детский, большой размер.

Матрас термостабилизирующий детский Bair Hugger™ модели 550 комфортно согреет крупного ребенка или небольшого взрослого и предоставляет врачу полный доступ к пациенту.

Особенности:

- уникальные дренажные отверстия сводят к минимуму скопление жидкостей на поверхности матраса;
- адгезивные полосы и подгибаемые полы матраса позволяют надежно зафиксировать его на операционном столе;
- порты для присоединения шланга для подачи воздуха расположены с обоих концов матраса, что позволяет выбрать удобное положение для шланга;
- две пленки (в комплекте) помогают удерживать теплый воздух вокруг пациента.

Технические характеристики:

Размер: 152×81 см.

Вес: 136 г.

Пленка: 61×61 см.