

Одеяло для регулирования температуры для хирургического доступа

ФСЗ 2012/11959

одеяло, для хирургического доступа, подогрев - °C,
регулирование по высоте - мм, размеры 213×91 см

3M Health Care, США



Характеристики

Вид	одеяло
Назначение	для хирургического доступа
Подогрев	- °C
Регулирование по высоте	- мм
Размеры	213×91 см

Дополнительные характеристики

Одеяло с хирургическим доступом Модель 570. Универсальная конструкция одеяла Bair Hugger™ с хирургическим доступом имеет два порта для подключения шлангов, один из которых должен быть закрыт специальной крышкой. Наличие двух портов позволяет выбрать удобное местоположение согревающего устройства по отношению к операционному столу и дает возможность использовать одеяло при различных вмешательствах, таких как операции на позвоночнике, брюшной полости, бедре и тазе. Головная пленка 61х41 см.