

Одеяло для регулирования температуры для туловища
с 2 разъемами

ФСЗ 2012/11959

одеяло, для туловища, подогрев - °C, регулирование
по высоте - мм, размеры 107×91 см

3M Health Care, США



Характеристики

Вид	одеяло
Назначение	для туловища
Подогрев	- °C
Регулирование по высоте	- мм
Размеры	107×91 см

Дополнительные характеристики

Модель 542. Одеяло должно крепиться к нижней абдоминальной области и закрывает верхнюю половину тела. Одеяло имеет два удобных порта для шлангов, один из которых присоединяется в процессе эксплуатации к шлангу, а другой закрывается специальной крышкой. Одеяло можно использовать, когда пациент находится в положении на спине, на боку или в других позах. Головная пленка 61х41 см.