

Одеяло для регулирования температуры педиатрическое 310

ФСЗ 2012/11959

одеяло, для детей, подогрев - °C, регулирование по высоте - мм, размеры 152×91 см

3M Health Care, США



Характеристики

Вид	одеяло
Назначение	для детей
Подогрев	- °C
Регулирование по высоте	- мм
Размеры	152×91 см

Дополнительные характеристики

Одеяло обогревающее с полным укрыванием больного, детское Модель 310. Педиатрическое одеяло, полностью закрывающее тело, представляет собой уменьшенный вариант одеяла для взрослых и предназначено для согревания маленьких пациентов в раннем послеоперационном периоде. Невентилируемый участок одеяла в области ступней сводит к минимуму вероятность перегрева нижних конечностей.