

Одеяло для регулирования температуры 3М 315 с
множественным доступом

ФСЗ 2012/11959

одеяло, с множественным доступом, подогрев - °С,
регулирование по высоте - мм, размеры 213×91 см

3М Health Care, США



Характеристики

Вид	одеяло
Назначение	с множественным доступом
Подогрев	- °С
Регулирование по высоте	- мм
Размеры	213×91 см

Дополнительные характеристики

Одеяло обогревающее с различными доступами Модель 315. Данная модель одеяла обеспечивает врачам удобный доступ к любым частям тела и при этом позволяет полностью закрыть пациента и обеспечить максимальную отдачу тепла. Шесть удобных секций доступа позволяют быстро получить доступ к грудной клетке пациента, рукам, торсу и нижней части тела.