

Одеяло обогревающее 3M 52301 для области выше пояса

ФСЗ 2012/11959

одеяло, для верхней части тела, размеры 213×91 см,
вес 0.153 кг

3M Health Care, США



Характеристики

Вид	одеяло
Назначение	для верхней части тела
Используется	
Размеры	213×91 см
Вес	0.153 кг

Дополнительные характеристики

3M™ Bair Hugger™ XL Upper Body Blanket, Model 52301 - одеяло обогревающее для области **выше пояса**.

Одеяло предназначено для хирургических операций на нижней половине тела. Оно закрывает верхнюю часть торса, руки, шею и голову пациента.

Особенности:

- одеяло можно использовать, когда пациент находится в положении на спине, на животе, в литотомической позе и в других вариантах положения тела;
- два порта для подключения шлангов, один из которых должен быть закрыт специальной крышкой (наличие двух портов позволяет выбрать удобное местоположение согревающего устройства по отношению к операционному столу);
- закрепляемая на одеяле прозрачная головная пленка и два шейных клапана обеспечивают подачу и удержание теплого воздуха вокруг головы заинтубированного пациента, обеспечивая врачу возможность наблюдения за пациентом;
- встроенные привязные полоски и длинная адгезивная лента позволяют зафиксировать одеяло.

Технические характеристики:

Размер: 213×91 см.

Вес: 153 г.

Пленка: 61×61 см.