

Одеяло обогревающее 3M 305 с доступом к грудной клетке

ФСЗ 2012/11959

одеяло, для всего тела, размеры 183×91 см,
вес 0.133 кг

3M Health Care, США



Характеристики

Вид	одеяло
Назначение	для всего тела
Используется	
Размеры	183×91 см
Вес	0.133 кг

Дополнительные характеристики

3M™ Bair Hugger™ Chest Access Blanket, Model 305 - одеяло обогревающее с доступом к грудной клетке.

Одеяло с доступом к грудной клетке предназначено для послеоперационного обогрева пациентов после вмешательств на органах грудной полости.

Особенности:

- прозрачные пленочные вставки удерживают тепло в области грудной клетки и при этом обеспечивают удобный и четкий обзор.
- невентилируемый участок матраса в области ступней сводит к минимуму вероятность перегрева нижних конечностей.

Технические характеристики:

Размер: 183×91 см.

Вес: 133 г.

Пленки для груди: 2 шт.