

Аппарат сшивающий Grena DCSCN-21

ФСЗ 2008/02015

аппарат сшивающий, циркулярный, материал скоб титан, высота скобки 4.5 мм, внешний диаметр 14 мм, ширина скобы 3.4 мм, длина шва 21 мм, толщина шва 1.0-2.5 мм, нож, одноразовое использование

Grena Ltd., Великобритания



Характеристики

Вид	аппарат сшивающий
Тип	циркулярный
Материал для скоб	титан
Высота скобки	4.5 мм
Внешний диаметр	14 мм
Ширина скобы	3.4 мм
Длина шва	21 мм
Толщина шва	1.0-2.5 мм
Нож	Да
Использование	одноразовое
Количество скоб	20 шт.

Дополнительные характеристики

Аппарат циркулярный сшивающе-режущий одноразовый GRENA DCSCN изогнутый для наложения циркулярных анастомозов с размером 21 мм, 24 мм, 25 мм, 28 мм, 29 мм, 31 мм, 33 мм, 34 мм Наличие съемной куполообразной головки со стволом насадки. Наличие механизма быстрого открытия и закрытия степлера, звукового и тактильного контроля прошивания, шкалы степени компрессии ткани, регулирующей высоту закрытия скобок. Калиброванный зазор 1 мм для предотвращения избыточного сдавливания ткани при полном закрытии степлера. Степлер заряжен 20-28 титановыми скобками в шахматном порядке. Шов двухрядный. Высота закрытой скобки - регулируемая от 1.0 до 2.5 мм. Принадлежности: пластиковый троакар (длиной 13.5 см). Не подлежит повторной стерилизации.
Упаковка: индивидуальная, стерильная.
Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.