

Аппарат сшивающий Grena DCSCN-31

ФСЗ 2008/02015

аппарат сшивающий, циркулярный, материал скоб титан, внешний диаметр 23 мм, ширина скобы 4.0 мм, длина шва 31 мм, толщина шва 1.0-2.5 мм, нож, одноразовое использование

Grena Ltd., Великобритания



Характеристики

Вид	аппарат сшивающий
Тип	циркулярный
Материал для скоб	титан
Внешний диаметр	23 мм
Ширина скобы	4.0 мм
Длина шва	31 мм
Толщина шва	1.0-2.5 мм
Нож	Да
Использование	одноразовое
Количество скоб	26 шт.

Дополнительные характеристики

Аппарат циркулярный сшивающе-режущий одноразовый GRENA DCSCN изогнутый для наложения циркулярных анастомозов с размером 21 мм, 24 мм, 25 мм, 28 мм, 29 мм, 31 мм, 33 мм, 34 мм Наличие съемной куполообразной головки со стволом насадки. Наличие механизма быстрого открытия и закрытия степлера, звукового и тактильного контроля прошивания, шкалы степени компрессии ткани, регулирующей высоту закрытия скобок. Калиброванный зазор 1 мм для предотвращения избыточного сдавливания ткани при полном закрытии степлера. Степлер заряжен 20-28 титановыми скобками в шахматном порядке. Шов двухрядный. Высота закрытой скобки - регулируемая от 1.0 до 2.5 мм. Принадлежности: пластиковый троакар (длиной 13.5 см). Не подлежит повторной стерилизации.
Упаковка: индивидуальная, стерильная.
Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.