

Окклюдер CeraFlex PDA

РЗН 2020/9713

ОАП, закрытие открытого артериального протока,
нитиноловая проволока, размер 7F / 8F / 9F / 10F / 12F / 14F

Lifetech Scientific, Китай



Характеристики

Тип	ОАП
Назначение	закрытие открытого артериального протока
Материал	нитиноловая проволока
Размер	7F / 8F / 9F / 10F / 12F / 14F

Дополнительные характеристики

Окклюдер CeraFlex PDA Occluder предназначен для закрытия открытого артериального протока (ОАП).

Таблица размеров

Кат. №	□ проксимальный (мм)	□ дистальный (мм)	□ юбки (мм)	Длина юбки (мм)
LT-PDAf-0406	4	6	10	7
LT-PDAf-0608	6	8	12	7
LT-PDAf-0810	8	10	14	7
LT-PDAf-1012	10	12	16	7
LT-PDAf-1214	12	14	18	7
LT-PDAf-1416	14	16	20	8
LT-PDAf-1618	16	18	22	8
LT-PDAf-1820	18	20	24	9
LT-PDAf-2022	20	22	26	9
LT-PDAf-2224	22	24	28	10