

Оксиметр носимый PalmSAT 2500A

РЗН 2014/1984

переносной, диапазон измерений пульса 18-321
уд/мин, диапазон измерений SpO2 0-100 %,
непрерывная работа 80 ч, память, сигнал тревоги

Nonin Medical Inc., США



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	18-321 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	0-100 %
Непрерывная работа	80 ч
Память	Да
Сигнал тревоги	Да

Дополнительные характеристики

Достоверная точность даже при плохом кровообращении. Любые варианты датчиков (для новорожденных, детские, взрослые).