

Пульсоксиметр ONYX 9500

РЗН 2014/1983

пальцевый, диапазон измерений пульса 18-300
уд/мин, диапазон измерений SpO2 0-100 %,
непрерывная работа 18 ч

Nonin Medical Inc., США



Характеристики

Тип	пальцевый
Диапазон измерений пульса	18-300 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	0-100 %
Допустимая окружность пальца	8-26 мм
Непрерывная работа	18 ч
Рабочая температура	от 0 до +50 °C
Температура хранения	от -20 до +50 °C
Размеры	33×57×33 мм
Масса	60 гр

Дополнительные характеристики

Пульсоксиметр Онух 9500 создан специально для проведения быстрых измерений частоты пульса и сатурации. Компактные габариты и конструктивные особенности облегчают наложение пульсоксиметра на палец. Результаты исследования можно увидеть уже через 10 секунд после начала процедуры на двух светящихся индикаторах (отдельно для ЧСС и сатурации). Яркие индикаторы позволяют уверенно работать как на солнце, так и в темноте. Также есть световой индикатор уровня пульсовой волны.