

Оксиметр пульсовой ОП-31.3-Тритон

ФСР 2008/03634

переносной, диапазон измерений пульса 15-350
уд/мин, диапазон измерений SpO2 60-100 %,
непрерывная работа 24 ч, память

Тритон-ЭлектроникС ООО, Россия



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	15-350 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	60-100 %
Непрерывная работа	24 ч
Память	Да
Размеры	250×220×220 мм
Масса	2200 гр

Дополнительные характеристики

Основное предназначение пульсового оксиметра ОП-31.3 «Тритон» заключается в неинвазивном непрерывном определении насыщения артериальной крови кислородом (SpO2), а также частоты пульса (PR). Аппарат позволяет осуществлять мониторинг как взрослых, так и новорожденных пациентов.

Особенности пульсоксиметра:

- устойчивое измерение SpO2 и PR (частоты пульса) в условиях интенсивных артефактов движения;
- возможность качественных измерений при слабом наполнении пульса;
- наличие неонатального режима, позволяющего проводить качественные измерения SpO2 и PR у новорожденных;
- возможность измерений SpO2 и PR при аритмиях и любых встречающихся в клинической практике формах сигнала;
- тщательная валидация алгоритмов на специализированном оборудовании, а также в различных условиях эксплуатации и на разных типах пациентов.