

Ортез фиксирующий плечевого пояса ORTEX 08

ФСЗ 2010/08004

ортез, для верхних конечностей, фиксация ремень с текстильной застежкой

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Вид	ортез
Назначение	для верхних конечностей
Фиксация	ремень с текстильной застежкой
Материал	полиэфир / трикотажное полотно / хлопок

Дополнительные характеристики

Показания: фиксации плечевого сустава после дисторсии, вывихах, переломы хирургической шейки плеча с незначительным смещением, переломы головки плеча и суставного конца лопатки, переломы тела лопатки, состояния после вправления вывиха плечевой кости, состояние после пластических операций на плечевом суставе, состояние после остеосинтеза ключицы или плеча, нуждающиеся во временной послеоперационной иммобилизации, артрозы, артриты, параличи верхних конечностей, плекситы, невриты. Ортез может в полной мере заменить бандаж Десолта.

Область применения: ортопедия, травматология, нейрохирургия, хирургия, реабилитация.

Описание изделия: В основе изделия - перфорированный текстильный бандаж из сэндвичевого материала, оснащенный текстильными застежками для закрепления на пациенте. У изделия нет ни одной металлической части. Бандаж имеет сеть перфорации диаметром 5 мм, обеспечивающее достаточное теплоотведение. Ортез конструктивно состоит из трех взаимосвязанных частей и специального подмышечного конуса, обеспечивающего отведение плеча от оси тела на 30°. При скреплении частей в определенной последовательности получается конструкция, которая плотно фиксирует верхнюю конечность к туловищу с достижением полной разгрузки и обездвиживания в плечевом и локтевом суставах.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.