

Ортез фиксирующий запястья и большого пальца руки ORTEX 028

ФСЗ 2010/08002

бандаж, для верхних конечностей, материал
полиэфир / трикотажное полотно, цвет черный

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для верхних конечностей
Материал	полиэфир / трикотажное полотно
Цвет	черный

Дополнительные характеристики

Показания:

- долечивание состояний после дисторсий запястья и суставов большого пальца руки;
- долечивание после консервативного и оперативного лечения переломов и ложных суставов ладьевидной кости;
- фиксация после операций на сухожилиях большого пальца руки;

Область применения: ортопедия, травматология, нейрохирургия, хирургия, реабилитация.

Описание изделия: Ортез производится в исполнениях для правой и левой руки в пяти размерах по окружности запястья. Он гарантирует совершенную фиксацию запястья и большого пальца руки. Изделие изготовлено из текстильного сэндвичного материала, оснащено крепкими шинами из дюралюминия и фиксирующими ремнями с текстильными застежками.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.

Советы по уходу: бережная ручная стирка при +40° C без отжима. Перед стиркой необходимо вынуть все металлические части. Изделия с текстильными застежками нужно стирать застегнутыми. стирать застегнутыми.