

Ортез коленный OPPO Medical 1021

ФСЗ 2011/11095

бандаж / наколенник, для нижних конечностей,
материал неопрен / хлопок / нейлон, цвет бежевый,
размеры S 337 - 359 мм / M 362 - 384 мм / L 387 - 435
мм / XL 438 - 511 мм / XXL 514 - 562 мм

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

Тип	бандаж / наколенник
Назначение	для нижних конечностей
Материал	неопрен / хлопок / нейлон
Цвет	бежевый
Размеры	S 337 - 359 мм / M 362 - 384 мм / L 387 - 435 мм / XL 438 - 511 мм / XXL 514 - 562 мм