

Ортез коленный OPPO Medical 1031

ФСЗ 2011/11095

ортез, для нижних конечностей, фиксация ремень с текстильной застежкой, размер S 333 - 375 мм / M 384 - 406 мм / L 410 - 451 мм / XL 460 - 502 мм / XXL 511 - 553

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

Вид	ортез
Назначение	для нижних конечностей
Фиксация	ремень с текстильной застежкой
Материал	нейлон / неопрен / хлопок
Размер	S 333 - 375 мм / M 384 - 406 мм / L 410 - 451 мм / XL 460 - 502 мм / XXL 511 - 553