

Ортез коленный OPPO Medical 1033

ФСЗ 2011/11095

ортез, для нижних конечностей, фиксация застежка  
контакт / ремень с текстильной застежкой, размер S  
333 - 375 мм / M 384 - 406 мм / L 410 - 451 мм / XL 460  
- 502 мм / XXL 511 - 553

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

|            |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид        | ортез                                                                                 |
| Назначение | для нижних конечностей                                                                |
| Фиксация   | застежка контакт / ремень с текстильной застежкой                                     |
| Материал   | нейлон / неопрен / хлопок                                                             |
| Размер     | S 333 - 375 мм / M 384 - 406 мм / L 410 - 451 мм / XL 460<br>- 502 мм / XXL 511 - 553 |