

Ортез коленный OPPO Medical 2037

ФСЗ 2011/11095

ортез, для нижних конечностей, фиксация застежка
контакт / ремень с текстильной застежкой, размер S
305 - 343 мм / M 343- 381 мм / L 381 - 419 мм / XL 419 -
457 / XXL 457 - 495

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

Вид	ортез
Назначение	для нижних конечностей
Фиксация	застежка контакт / ремень с текстильной застежкой
Материал	каучук / нейлон / полиэстер
Размер	S 305 - 343 мм / M 343- 381 мм / L 381 - 419 мм / XL 419 - 457 / XXL 457 - 495