

Ортез коленного сустава с двухосевым шарниром ORTEX 04C

ФСЗ 2010/08003

ортез, для нижних конечностей, фиксация ремень с текстильной застежкой, размер XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Вид	ортез
Назначение	для нижних конечностей
Фиксация	ремень с текстильной застежкой
Материал	полиэфир / трикотажное полотно / хлопок
Размер	XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

Дополнительные характеристики

Показания: Ортез предназначен для долечивания посттравматических состояний коленного сустава. Он используется после травм коленного сустава либо при его хроническом нарушении. Ортез позволяет полный диапазон движений.

Область применения: ортопедия, травматология, нейрохирургия, хирургия, реабилитация.

Описание изделия: В основе изделия двухосный шарнир. Кронштейны шарнира изготовлены из дюралюминия, легко профилированы, помещены в эластичное покрытие, которое охватывает колено. Текстильная часть представлена односоставным эластичным четырехслойным текстилем, разделенным спереди. Усиление коленной чашечки обеспечивает ее корректную позицию и параллельно разгружают сустав при движении. Четыре затягивающих пояса с текстильными застежками позволяют легкое наложение и хорошую длительную позицию ортеза. Внутренняя часть текстиля выполнена из махрового трикотажа. Ортез является универсальным для правой и левой ноги.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.

Материалы: Внутренняя текстильная часть изготовлена из 100% хлопкового трикотажа, наружная – сложный полиэфир.

Советы по уходу: бережная ручная стирка в обычном средстве при +40° C, без отжима. При стирке необходимо вынуть все металлические части. Изделие с текстильными застежками нужно стирать застегнутым.