

Ортез коленного сустава (с гибкой армировкой) ORTEX 04D

ФСЗ 2010/08003

ортез, для нижних конечностей, фиксация ремень с текстильной застежкой, размер XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Вид	ортез
Назначение	для нижних конечностей
Фиксация	ремень с текстильной застежкой
Материал	полиэфир / трикотажное полотно / хлопок
Размер	XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

Дополнительные характеристики

Показания: Ортез предназначен для долечивания посттравматических состояний, дисторсий коленного сустава. Ортез используется после травм, операций на коленном суставе, при хронической нестабильности, дегенеративных заболеваний коленного сустава.

Область применения: ортопедия, травматология, нейрохирургия, хирургия, реабилитация.

Описание изделия: Речь идет о коротком натягивающемся коленном ортезе, армированным с обеих сторон спиральными пружинами. Ортез фиксируется компрессией эластичного текстиля и двумя затягивающими ремнями с текстильными застежками. Ортез является универсальным для правой и левой ноги.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.

Материалы: Внутренняя текстильная часть изготовлена из 100% хлопкового трикотажа, наружная – сложный полиэфир.

Советы по уходу: бережная ручная стирка в обычном средстве при +40° С, без отжима. При стирке необходимо вынуть все металлические части. Изделие с текстильными застежками нужно стирать застегнутым.