

Ортез коленного сустава (с определяемым диапазоном движения) ORTEX 04B

ФСЗ 2010/08003

ортез, для нижних конечностей, фиксация ремень с текстильной застежкой, размер XXS / XS / S / M / L / XL

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Вид	ортез
Назначение	для нижних конечностей
Фиксация	ремень с текстильной застежкой
Материал	дюралюминий / полиэфир / трикотажное полотно
Размер	XXS / XS / S / M / L / XL

Дополнительные характеристики

Показания: долечивание после травм и операций на коленном суставе, после артроскопических операций, повреждений связочного аппарата и менисков, требующих разносекторного ограничения движений в коленном суставе, а так же нестабильность, вызванную повреждением боковых и крестообразных связок; остеохондропатии, специфические и диспластические поражения.

Область применения: ортопедия, травматология, нейрохирургия, хирургия, реабилитация.

Описание изделия: В основе изделия лежит вращающийся шарнир с определяемым диапазоном движения и возможностью регулируемого угла флексии/экстензии с шагом до 15°. Шарнир изготовлен из дюралюминия. Текстильная часть представлена односоставным эластичным четырехслойным текстилем, разделенным спереди. Четыре затягивающих пояса с текстильными застежками позволяют легкое наложение и хорошую длительную позицию ортеза. Внутренняя часть текстиля выполнена из махрового трикотажа. Ортез является универсальным для правой и левой ноги.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.

Материалы: Внутренняя текстильная часть изготовлена из 100% хлопкового трикотажа, наружная – сложный полиэфир.

Советы по уходу: бережная ручная стирка в обычном средстве при +40° С, без отжима. При стирке необходимо вынуть все металлические части. Изделие с текстильными застежками нужно стирать застегнутым.