

Ортез коленного сустава (с простым шарниром) ORTEX 04A

ФСЗ 2010/08003

ортез / шина, для нижних конечностей, фиксация
ремень с текстильной застежкой, размер XXS / XS / S /
M / L / XL

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Вид	ортез / шина
Назначение	для нижних конечностей
Фиксация	ремень с текстильной застежкой
Материал	дюралюминий / полиэфир / трикотажное полотно
Размер	XXS / XS / S / M / L / XL

Дополнительные характеристики

Показания: Ортез предназначен для долечивания посттравматических состояний коленного сустава. Он используется после травм коленного сустава либо при его хроническом нарушении. Ортез позволяет полный диапазон движений.

Область применения: ортопедия, травматология, нейрохирургия, хирургия, реабилитация.

Описание изделия: В основе изделия - простой (одноосный) вращающийся шарнир, зафиксированный в эластичное покрытие, который охватывает колено. Шарнир изготовлен из дюралюминия. Текстильная часть представлена односоставным эластичным четырехслойным текстилем, разделенным спереди. Четыре затягивающих пояса с текстильными застежками позволяют легкое наложение и хорошую длительную позицию ортеза. Внутренняя часть текстиля выполнена из махрового трикотажа. Ортез является универсальным для правой и левой ноги.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.

Материалы: Внутренняя текстильная часть изготовлена из 100% хлопкового трикотажа, наружная – сложный полиэфир.

Советы по уходу: бережная ручная стирка в обычном средстве при +40° С, без отжима. При стирке необходимо вынуть все металлические части. Изделие с текстильными застежками нужно стирать застегнутым.