

Ортез локтевой OPPO Medical 1187

ФСЗ 2011/11093

ортез, для верхних конечностей, фиксация ремень с текстильной застежкой, размер S 232 - 257 мм / M 260 - 283 мм / L 286 - 308 мм / XL 311 - 333

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Вид        | ортез                                                           |
| Назначение | для верхних конечностей                                         |
| Фиксация   | ремень с текстильной застежкой                                  |
| Материал   | нейлон / неопрен / хлопок                                       |
| Размер     | S 232 - 257 мм / M 260 - 283 мм / L 286 - 308 мм / XL 311 - 333 |

Дополнительные характеристики