

Ортез лучезапястный OPPO Medical 4087

ФСЗ 2011/11093

ортез, для верхних конечностей, фиксация ремень с текстильной застежкой, размер S 140 - 160 мм / M 165 - 185 мм / L 190 - 210 мм / XL 215 - 235

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

Вид	ортез
Назначение	для верхних конечностей
Фиксация	ремень с текстильной застежкой
Материал	нейлон / полиэстер / хлопок
Размер	S 140 - 160 мм / M 165 - 185 мм / L 190 - 210 мм / XL 215 - 235

Дополнительные характеристики
