

Ортез на локтевой сустав ORTEX 02C

ФСЗ 2010/08002

бандаж, для верхних конечностей, материал
полиэфир / трикотажное полотно, цвет черный,
размеры 220 - 240 мм / 240 - 260 мм / 260 - 280 мм /
280 - 300 мм / 300 - 320 мм

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для верхних конечностей
Материал	полиэфир / трикотажное полотно
Цвет	черный
Размеры	220 - 240 мм / 240 - 260 мм / 260 - 280 мм / 280 - 300 мм / 300 - 320 мм

Дополнительные характеристики

Показания: Использование бандажа локтя показано при легких травмах локтевого сустава (небольшое растяжение продольных связок), при долечивании после остеосинтеза локтевого отростка, где есть угроза перфорации кожи концом имплантата (Ки-проволока, грани шин и т.п.) Бандаж локтя можно успешно использовать как фиксацию после иммобилизации локтевого сустава (заменяет эластичный бинт) или во время спортивных мероприятий, где есть угроза падения на локоть и необходима его активная защита. Бандаж изготавливается в универсальном исполнении.

Область применения: ортопедия, травматология, нейрохирургия, хирургия, реабилитация.

Описание изделия: Речь идет о коротком локтевом натягивающемся бандаже с армированием и усилением текстильного материала в области локтевого сустава. Ортез фиксируется компрессией эластичного текстиля.

Ортез является универсальным для правой и левой руки.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.

Материалы: Внутренняя текстильная часть изготовлена из 100% хлопкового трикотажа, наружная – сложный полиэфир. Дополнительные ленты с застежками «контакт».

Советы по уходу: бережная ручная стирка при +40° C без отжима. Изделия с текстильными застежками нужно стирать застегнутыми.