

Ортез набедренный LS усиливающий, эластичный ORTEX 011D

ФСЗ 2010/08004

бандаж, для позвоночника, цвет черный

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для позвоночника
Цвет	черный

Дополнительные характеристики

Показания: Набедренный пояс с дополнительной тягой показан при дегенеративных заболеваниях в области поясничного отдела позвоночника. Набедренный пояс используется для поддержки паравертебральных мышц при нормальной и увеличенной нагрузке, предотвращает появление болей и прогрессирования дегенеративных заболеваний позвоночника. Набедренный пояс используется и как дополнительное средство при реабилитации хронических дегенеративных заболеваний поясничного отдела позвоночника. Последствия травм поясничного отдела позвоночника; после операции межпозвоночных дисков; остеохондроз, остеопороз, нестабильность, остеохондропатии и деструктивные поражения поясничного отдела позвоночника (диапазон L2-L5).

Область применения: травматология, хирургия и нейрохирургия, ортопедия и реабилитация.

Противопоказания: при экземе, дерматитах и гнойничковой инфекции зон, расположенных в месте применения ортеза.

Материалы: Внутренняя и наружная части – эластичный текстильный материал из сложного полиэфира, срединная – полиуретановая пена.

основой продукта является трехслойный достаточно эластичный текстильный материал. В задней части ортез армирован гибкими ребрами жесткости из специального пластика, а также снабжен дополнительной центральной тягой с застежкой «контакт».

Советы по уходу: бережная ручная стирка при +40°C без отжима в застегнутом виде.