

Ортез поясничный ORTEX 011C HE Hyperextension

ФСЗ 2010/08004

бандаж, для позвоночника, цвет белый

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для позвоночника
Цвет	белый

Дополнительные характеристики

Показания: Ортез предназначен для долечивания последствия травм пояснично-крестцового отдела позвоночника; после операции на межпозвоночных дисках; при остеохондрозе, остеопорозе, нестабильности, остеохондропатии и деструктивных поражениях пояснично-крестцового отдела позвоночника (диапазон L3-L5). Для продолжения лечения гипсовым или пластмассовым корсетом, при состояниях после операций на межпозвонковых дисках, при состояниях после травм пояснично-крестцового отдела позвоночника с нестабильностью и проч.

Область применения: травматология, хирургия и нейрохирургия, ортопедия и реабилитация.