

Ортез с полужесткой фиксации пальцев руки ORTEX 019

ФСЗ 2010/08002

шина, для верхних конечностей, фиксация ремень с текстильной застежкой, размер 50 / 65 / 75 / 90 / 100 мм

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Вид	шина
Назначение	для верхних конечностей
Фиксация	ремень с текстильной застежкой
Материал	алюминевая жесть / полиэфир
Размер	50 / 65 / 75 / 90 / 100 мм

Дополнительные характеристики

Показания: Ортез предназначен для долечивания травм суставов пальцев руки от 2 до 4 пальца и фиксации сухожилия разгибателя пальцев. Он также служит как манипуляторная шина сгибательных сокращений. Ортез очень стабильный, но хорошо профилируемый.

Область применения: хирургия, травматология и эндопротезирование.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.

Материалы: В основе изделия находится небольшая металлическая шина с затягивающими ремнями. Шина имеет специальную форму для фиксации от 2 до 4 пальца руки. Для совершенной фиксации у ортеза есть два затягивающих ремня - один свободный, а второй прочно связан с шиной. Ортез является универсальным для правой и левой руки.

Советы по уходу: ортез моется мыльным раствором.