

Ортез шейный ОРРО Medical 4090

ФСЗ 2011/11091

воротник, для позвоночника, материал полиуретан / поролон, цвет бежевый, размеры S 343 - 400 мм / M 406 - 464 мм / L 470 - 527 мм / XL 533 - 591 мм

ОРРО Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

Тип	воротник
Назначение	для позвоночника
Материал	полиуретан / поролон
Цвет	бежевый
Размеры	S 343 - 400 мм / M 406 - 464 мм / L 470 - 527 мм / XL 533 - 591 мм