


Ортез шейный OPPO Medical 4096

ФСЗ 2011/11091

воротник, для позвоночника, материал нейлон /
пластик / полипропилен, цвет бежевый, размеры S
254 - 330 мм / M 330 - 406 мм / L 406 - 483 мм

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

Тип	воротник
Назначение	для позвоночника
Материал	нейлон / пластик / полипропилен
Цвет	бежевый
Размеры	S 254 - 330 мм / M 330 - 406 мм / L 406 - 483 мм