


Основа агара Бэйд-Паркера Baird Parker Agar Base (M043)

ФСЗ 2009/03709

основа, Бэйд-Паркера, для выделения и подсчета коагулазоположительных стафилококков в пищевых продуктах и другом исследуемом материале, флакон, 100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг / 10 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	основа
Вид	Бэйд-Паркера
Назначение	для выделения и подсчета коагулазоположительных стафилококков в пищевых продуктах и другом исследуемом материале
Упаковка	флакон
Фасовка	100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг / 10 кг

Дополнительные характеристики

Основа агара Бэйд-Паркера после внесения специальных добавок рекомендуется для выделения и подсчета коагулазоположительных стафилококков в пищевых продуктах и другом исследуемом материале.