

Основа агара для Clostridium perfringens Perfringens Agar Base (M837/M837I)

ФСЗ 2009/03708

основа, Perfringens (Перфрингенс), для предварительной идентификации и подсчета Clostridium perfringens в пищевых продуктах, флакон, 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	основа
Вид	Perfringens (Перфрингенс)
Назначение	для предварительной идентификации и подсчета Clostridium perfringens в пищевых продуктах
Упаковка	флакон
Фасовка	500 г / 2.5 кг / 5 кг

Дополнительные характеристики

Этот агар с селективными и обогащающими добавками используют для предварительной идентификации и подсчета Clostridium perfringens в пищевых продуктах.