

Основа анаэробного желточного агара Anaerobic Egg Agar Base (M902)

ФСЗ 2009/03707

основа, желточный анаэробный, для определения Clostridium perfringens в пищевых продуктах, флакон, 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	основа
Вид	желточный анаэробный
Назначение	для определения Clostridium perfringens в пищевых продуктах
Упаковка	флакон
Фасовка	500 г / 2.5 кг / 5 кг

Дополнительные характеристики

Анаэробный агар с добавлением куриного желтка используют для определения Clostridium perfringens в пищевых продуктах.