

Основа желточного агара с полимиксином модифицированная
Modified MYP Agar Base (M1139)

ФСЗ 2009/03708

основа, желточный, для выделения и идентификации
клинически значимых бацилл и стафилококков,
флакон, 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	основа
Вид	желточный
Назначение	для выделения и идентификации клинически значимых бацилл и стафилококков
Упаковка	флакон
Фасовка	500 г / 2.5 кг / 5 кг

Дополнительные характеристики

Данную основу с добавками используют для выделения и идентификации клинически значимых бацилл и стафилококков.