

Осветитель эндоскопический Karl Storz CO2mbi LED

РЗН 2016/4714

тип лампы LED, световодных выходов 1 шт.,
мощность лампы 150 Вт, срок службы 30000 ч

Karl Storz SE & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип лампы	LED
Количество световодных выходов	1
Мощность лампы	150 Вт
Средний срок службы лампы	30000 ч

Дополнительные характеристики

Источник света Karl Storz LED NOVA 150 светодиодный

Светодиодный источник холодного света LED NOVA мощностью 150Вт. Рабочее напряжение 100-240 В, 50/60 Гц. Сетевой кабель в комплекте.

Отличительные признаки источника света CO2mbi LED:

- мощная светодиодная технология;
- источник холодного света с сенсорным экраном;
- инсуффляция обычным воздухом, а также два режима инсуффляции CO2;
- высокий срок службы светодиодного модуля существенно снижает эксплуатационные расходы на источник света;
- затраты на приобретение окупаются в течение нескольких лет.