

Осветитель эндоскопический Karl Storz Halogen 250-2 twin

ФСЗ 2010/07381

тип лампы галогеновая, световодных выходов 2 шт.,
мощность лампы 250 Вт, 3400 К

Karl Storz SE & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип лампы	галогеновая
Количество световодных выходов	2
Мощность лампы	250 Вт
Цветовая температура	3400 К

Дополнительные характеристики

ИСТОЧНИК СВЕТА KARL STORZ HALOGEN 250-2 TWIN

Источник холодного света Halogen 250-2 twin с двумя галогеновыми лампами 250 ватт и соединением для световода Karl Storz, автоматический режим резервного питания при выходе из строя лампы.

Рабочее напряжение: 100-120 / 230-240 В перем. тока 50-60 Гц

Тип лампы: галоген

Выходная мощность: 250 Вт

Отличительные признаки:

- компактная легкая конструкция;
- автоматический режим резервного питания ламп при аварии;
- ручное регулирование интенсивности света;
- соответствует IEC 60601-1, CE по MDD, класс защиты 1/CF.