

Осветитель эндоскопический Karl Storz Halogen 250 twin

ФСЗ 2010/07381

тип лампы галогеновая, световодных выходов 1 шт.,
мощность лампы 250 Вт, 3400 К, холодный белый
свет, размеры 305×109×265 мм, масса 7 кг

Karl Storz SE & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип лампы	галогеновая
Количество световодных выходов	1
Мощность лампы	250 Вт
Цветовая температура	3400 К
Группа цветовой температуры	холодный белый
Размер	305×109×265 мм
Вес	7 кг

Дополнительные характеристики

ИСТОЧНИК СВЕТА KARL STORZ HALOGEN 250 TWIN

Источник холодного света Halogen 250 twin с двумя галогеновыми лампами 250 ватт и соединением для световода Karl Storz, автоматический режим резервного питания при выходе из строя лампы.

Артикул: 20113320

Рабочее напряжение: 100/120/230/240 В перем. тока 50-60 Гц

Тип лампы: галоген

Выходная мощность: 250 Вт

Отличительные признаки:

- компактная легкая конструкция;
- автоматический режим резервного питания ламп при аварии;
- ручное регулирование интенсивности света;
- соответствует IEC 60601-1, CE по MDD, класс защиты 1/CF.