

Осветитель эндоскопический ELEPS OSV-01 LED 300

РЗН 2016/3929

тип лампы LED, световодных выходов 1 шт.,
освещенность 150000 Лк, размеры 320×323×139 мм,
масса 5 кг

ЭлеПС НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип лампы	LED
Количество световодных выходов	1
Рабочая освещенность операционного поля	150000 Лк
Размер	320×323×139 мм
Вес	5 кг

Дополнительные характеристики

Осветитель эндоскопический OSV-01 ELEPS предназначен для создания освещенности операционного поля при проведении диагностических осмотров и эндохирургических операций на внутренних органах в операционных отделениях медицинских учреждений.

Источник света – светодиодная лампа.

Освещенность, создаваемая осветителем с использованием световодного кабеля 150000 лк, необходимая для эндовидеокамер высокой четкости («HD и Full HD»).