

Осветитель эндоскопический ELEPS OSV-02

РЗН 2016/3929

тип лампы ксенон, световодных выходов 1 шт.,
мощность лампы 175 Вт, размеры 302×323×137 мм,
масса 7 кг

ЭлеПС НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип лампы	ксенон
Количество световодных выходов	1
Мощность лампы	175 Вт
Размер	302×323×137 мм
Вес	7 кг

Дополнительные характеристики

Осветитель эндоскопический OSV-02 ELEPS служит для формирования светового пучка и концентрации его на торце световодного кабеля.

Источник света в осветителе – лампа. Более перспективный осветитель – прибор с ксеноновой лампой, которая по сравнению с галогеновой имеет спектр излучения, приближающийся к естественному солнечному. Ее ресурс выше – не менее 500 часов.

Осветитель на ксеноновой лампе позволяет получать большую освещенность объектов при меньших затратах электроэнергии, так как коэффициент полезного действия (КПД) у него выше.