

## Осветитель эндоскопический ELEPS OSV-03 LED 200

РЗН 2016/3929

тип лампы LED, световодных выходов 1 шт., 6500 К,  
освещенность 50000 Лк, размеры 270×120×280 мм,  
масса 5 кг

ЭлеПС НПФ ООО, Россия



### Характеристики

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Тип лампы                               | LED            |
| Количество световодных выходов          | 1              |
| Цветовая температура                    | 6500 К         |
| Рабочая освещенность операционного поля | 50000 Лк       |
| Размер                                  | 270×120×280 мм |
| Вес                                     | 5 кг           |

### Дополнительные характеристики

#### Осветитель эндоскопический OSV-03 ELEPS

Новый светодиодный осветитель «ЭлеПС» по освещенности является полноценной заменой ксенонового источника света, превосходя его по надежности, долговечности и отличаясь более выгодной ценой.

#### Основные преимущества:

- сверхмощный светодиод;
- защита от ослепления при отсоединенном световодном кабеле;
- низкое энергопотребление;
- полная экологическая безопасность;
- высокая надежность;
- светодиоды характеризуются стабильностью светового потока в течение всего срока эксплуатации, который составляет до 50 тыс. часов, что значительно превосходит срок службы любой другой лампы;
- не создает излучения в УФ или ИК области, что способствует минимальному нагреву эндоскопа и снижению риска ожога ткани.

Дополнительным преимуществом является формирование более качественного изображения на малой дистанции, а также автоматическое регулирование освещенности по уровню видеосигнала.