

Осветитель эндоскопический Аксиома-Сервис ОЭКГМ тип 11

ФСР 2010/07029

тип лампы галогеновая, световодных выходов 1 шт.,
мощность лампы 150 Вт, 2700 К, теплый белый свет,
срок службы 500 ч, освещенность 14000 Лк, размеры
320×260×75 мм, масса 3 кг

Аксиома-Сервис ЗАО, Россия



Характеристики

Тип лампы	галогеновая
Количество световодных выходов	1
Мощность лампы	150 Вт
Цветовая температура	2700 К
Группа цветовой температуры	теплый белый
Средний срок службы лампы	500 ч
Потребляемая мощность	200 Вт
Рабочая освещенность операционного поля	14000 Лк
Избыточное давление воздуха	23 кПа
Скорость подачи воздуха	4 л/мин
Скорость подачи воды	200 мл/мин
Размер	320×260×75 мм
Вес	3 кг