

Осветитель эндоскопический Аксиома-Сервис ОЭКГМ-АКСИ тип 2

ФСР 2010/07029

тип лампы ксенон, световодных выходов 1 шт.,
мощность лампы 175 Вт, 5600 К, холодный белый
свет, срок службы 1000 ч, освещенность 100000 Лк,
размеры 320×345×100 мм

Аксиома-Сервис ЗАО, Россия



Характеристики

Тип лампы	ксенон
Количество световодных выходов	1
Мощность лампы	175 Вт
Цветовая температура	5600 К
Группа цветовой температуры	холодный белый
Средний срок службы лампы	1000 ч
Рабочая освещенность операционного поля	100000 Лк
Размер	320×345×100 мм

Дополнительные характеристики

Отличительный параметр осветителя эндоскопического с ксеноновым источником света - счётчик времени работы лампы.